

LIFT mee

-DERMA PEEL-



Gebrauchsanleitung

User manual

Istruzioni per l'uso

**LIFT
mee**
-DERMA PEEL-

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf von LIFTmee DERMA PEEL

Microdermabrasion, das Präzisionspeeling für eine Haut wie neu: Durch das moderne Peelingverfahren wird sanft die oberste Schicht der Epidermis und damit abgestorbene Hautschüppchen und Verhornungen entfernt. Dies führt zu einer porentiefen Reinigung, die Hautstruktur wird durch die körpereigene Zellneubildung deutlich verbessert, Falten, Pigmentstörungen und Unreinheiten werden gemildert und das Hautbild wirkt sofort frischer, strahlender und jünger.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Gefahr

Das Gerät oder der Adapter dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen.

Warnhinweise

Benutzen Sie nur den mitgelieferten Adapter und Originalersatzteile.

Empfohlen für Personen ab 12 Jahren.

Dieses Gerät enthält einen Magneten. Personen mit Herzschrittmachern sollten sich fernhalten.

Verwendung des Gerätes

Das Gerät darf ausschließlich für die beschriebenen kosmetischen Anwendungen genutzt werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht häufiger als zweimal die Woche.

Verwenden Sie das Gerät nur auf gesunder Haut.

Verwenden Sie das Gerät nicht auf Warzen, Narben, Tätowierungen, Feuermalen, großen Muttermalen oder Permanent Make up.

Verwenden Sie das Gerät nicht in Verbindung mit einem mechanischen oder chemischen Peeling Produkt.

Allgemeine Empfehlungen

Tragen Sie nach jeder Anwendung mindestens drei Tage lang Sonnenschutz auf die Haut auf.

Vor intensiven Sonnenbädern sollten Sie die Anwendung vermeiden.

Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, laden Sie das Gerät mindestens alle 3 Monate vollständig auf.

Vor der Behandlung

Achten Sie darauf, dass der Akku vor der ersten Anwendung mindestens acht Stunden geladen wurde. Das Gesicht sollte gereinigt und trocken sein. Testen Sie vor der ersten Anwendung im Gesicht, wie Ihre Haut auf die Anwendung reagiert, am besten auf der Unterseite der Arme.

Hinweis: Prüfen Sie vor jeder Anwendung, ob der Anwendungskopf beschädigt ist. Ein defekter Anwendungskopf kann zu Schäden auf Ihrer Haut führen und muss ausgetauscht werden.



Anwendung

Wählen Sie einen Anwendungskopf (sensitiv oder normal). Stellen Sie den Hautkontakt zwischen Gerät und Behandlungszone her. Spannen Sie die Haut leicht mit Ihren Fingern und

behandeln alle Gesichtszonen indem Sie mehrmals sanft über die Haut gleiten. Sparen Sie die empfindliche Augenpartie dabei großzügig aus. Eine Behandlung dauert ca. 5 Minuten.

Nach der Behandlung

Nach der Behandlung kann Ihre Haut Wirkstoffe wesentlich besser aufnehmen und wird somit in der Tiefe gepflegt. Denken Sie daran, dass Sie in den folgenden drei Tagen einen Sonnenschutz tragen sollten, sobald Sie Ihre Haut der Sonne aussetzen.

Reinigung und Pflege

Reinigen Sie den Behandlungskopf nach jeder Anwendung. Tauchen Sie das Gerät und die Ladestation niemals in Wasser. Verwenden Sie keine Scheuerschwämme, Scheuermittel oder andere aggressive Reinigungsflüssigkeiten. Lösen Sie den Behandlungskopf von dem ausgeschalteten Gerät. Dieser ist magnetisch und lässt sich leicht abnehmen. Reinigen Sie den Behandlungskopf unter fließend warmem Wasser. Mit Spülmittel und einer kleinen Bürste werden die Schmutzpartikel leicht entfernt. Nach der Reinigung können Sie den Behandlungskopf an der Luft trocknen lassen oder Sie trocknen ihn mit einem Mikrofasertuch sanft ab. Das Gerät und die Ladestation werden ebenfalls mit einem Mikrofasertuch feucht abgewischt.

Zubehör

Zubehör bestellen Sie bei: WM Beautysystems
Hotline: 0049 22 34 - 984 22-966

Technische Daten

Spannung: 100-240V
Ladedauer: 8 Stunden
Laufzeit: 6 Anwendungen á 5 Minuten
Akku: DC3.7V 400 mA
Größe: 4,1*19*4,1 cm
Gewicht: 0,2 kg

**LIFT
mee**
-DERMA PEEL-

Congratulation to your purchase of the New LIFTmee DERMA PEEL

LIFTmee Microderm is a vacuum assisted peeling system, which massages and peels your skin at the same time. The massage stimulates the blood circulation of the skin giving a firmer, smoother and revitalising appearance. Through the exfoliation, the dead skin cells sitting on the skin's outmost surface and blemishes are effectively removed. The soft, smooth vacuum stimulates the renewal process revealing the fresher younger skin cells below. Microdermabrasion also makes it easier for your skin products to penetrate into the deeper layers of the skin to give a youthful appearance. Already after the first use your skin can feel smoother and fresher looking.

IMPORTANT NOTICE

Danger

Never use the device or adaptor in a wet environment. Keep adaptor dry.

Warning

Only use the appliance with adaptor supplied and original parts. Recommended only for persons above 12 years. This device contains a magnet. People with medical equipment (cardiac pacemakers etc) should refrain from use.

Caution

The equipment may only be used for the described cosmetic actions.
Not to be used in combination with a mechanical or chemical peeling product.
Maximum use of device, twice a week.
To be used only on healthy skin.
Not to be used if you have skin infections, sun burn warts, moles, scars cuts, abrasions, tattoos, skin inflammation, eczema, extremely sensitive skin or permanent makeup.
Consult your doctor or dermatologist for advice.

General advice

For a minimum of three days after use apply sun protection to treated areas.
Do not use prior to intensive sun bathing.
Charge the device fully at least every 3 months to increase the life cycle of the batteries.

Preparation

The device should be charged for a minimum of 8hrs before use. The skin should be clean and dry. Before first use on your face, test skin reaction. Best on your forearm. Before every use check for damage of the applicators microdermabrasion head, defects can cause skin irritation or scratches and must be replaced.



How to use

Choose a treatment head (sensitive or normal). Place device tip on skin so as to feel the suction. Stretch the skin lightly with the fingers and move the device repeatedly 2-4 passes initially, lightly over the skin, continue for all areas to be treated. Ensure sensitive areas above and below the eyes are avoided. A treatment is approx. 5 minutes.

After the treatment

After the treatment your skin can accept a deeper penetration of skin care products. Do not forget to apply a sun protector the following 3 days before your skin is exposed to the sun.

Cleaning and care

Turn off device.
Clean devices treatment head after every use.
Device or charger must not be immersed in any fluid.
Do not use any type of abrasive pads or any aggressive cleaning fluids or paste.
Remove the treatment head from the device. This is magnetic and is easily done.
Clean under warm running water. With a small amount of dish washing liquid and a small brush the dirt particles are easily removed.
Can be left to dry it or with a soft microphase cloth.
Main device body and charger should also be wiped clean using damp microphase cloth.

Accessories

Please order at:
WM Beautysystems
Hotline: 0049 22 34 - 984 22-966

Technical Data

Voltage: 100-240V
Charging time: 8 hours
Running time: 6 treatments á 5 minutes
Accu: DC3.7V 400 mA
Size: 4,1*19*4,1 cm
Weight: 0,2 kg

**LIFT
mee**
-DERMA PEEL-

LIFTmee DERMA PEEL è uno strumento esfoliante a vacuum, il quale massaggia ed esfolia contemporaneamente la pelle del viso. In questo modo vengono stimolati entrambi processi metabolici e la circolazione sanguigna della pelle. La vostra pelle appare quindi più soda, levigata e visibilmente luminosa.

Inoltre attraverso una tenue esfolianza si rimuove efficacemente la ruvidezza e squamosità della pelle. Ottenete una pelle morbida e colorita. In più la pelle è perfettamente predisposta per la cura successiva. La pelle assorbe in questo modo più profondamente i principi attivi i quali riescono a dispiegarsi efficacemente. Già dopo il trattamento la sua pelle è pura e fresca.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Pericolo

Mantenere l'adattatore o apparecchio sempre asciutto e da non utilizzare in ambienti bagnati (ad esempio vicino ad una vasca da bagno o lavandino riempito di acqua).

Avviso

Utilizzate solamente l'adattatore ed i pezzi di ricambio originali forniti con l'apparecchio.

Consigliato per persone superiori ai 12 anni di età.

L'apparecchio contiene un magnete. Persone con pacemaker cardiaco da non utilizzare l'apparecchio.

Utilizzazione apparecchio

L'apparecchio può essere come descritto esclusivamente utilizzato per trattamenti cosmetici.

Utilizza l'apparecchio due volte a settimana.

Utilizza l'apparecchio su pelle sana.

Non utilizzate l'apparecchio su verruche, cicatrice, tatuaggi, nevi vinosi, veni atipici o su trucco permanente. Non utilizzate l'apparecchio in connessione con un prodotto peeling chimico o meccanico.

Consigli generali

Dopo ogni trattamento applicare sulla pelle una protezione solare per minimo 3 giorni.

Un trattamento è da evitare in caso di esposizione al sole.

Caricate completamente l'apparecchio almeno ogni 3 mesi da preservare la durata della batteria.

Prima del trattamento

Assicuratevi di aver caricato l'apparecchio per 8 ore prima di utilizzarlo per la prima volta. Il viso deve essere pulito e asciutto. Prima di eseguire il trattamento per la prima volta sul viso provate a verificare la reazione della pelle, consigliabile sull'avambraccio.

Nota: Verifica ogni volta prima dell'utilizzo che l'accessorio non sia danneggiato. Un accessorio guasto può causare danni sulla pelle per cui è necessario sostituirlo.



Modalità d'uso dell'apparecchio

Scelga un accessorio (sensitivo oppure normale). Tendete con le dita leggermente la pelle del viso e trattate tutte le aree passando l'accessorio più volte delicatamente sulla pelle

del viso. Evitate generosamente le parti delicati degli occhi. Un trattamento richiede circa 5 minuti.

Dopo il trattamento

Dopo il trattamento la sua pelle riesce molto meglio ad assorbire i principi attivi ed in questo modo essa viene curata profondamente. Si ricordi prima di uscire fuori di applicare un fattore di protezione solare per almeno 3 giorni consecutivi.

Pulizia e manutenzione

Mai immergere l'adattatore e il supporto di ricarica sotto l'acqua. Non utilizzate spugne abrasive, detergenti abrasivi o altri liquidi aggressivi.

Rimuovete l'accessorio dall'apparecchio spento. Questo è magnetico e si lascia rimuovere facilmente.

Pulite l'accessorio sotto l'acqua calda scorrente. Con del detersivo per piatti ed una piccola spazzola si riesce facilmente a rimuovere tutti i residui. Dopo la pulizia lasciate asciugare l'accessorio all'aria o asciugatelo con un asciugamano microfibra.

L'apparecchio e il supporto di ricarica da pulire altrettanto con un panno umido.

Accessori

Ordinazione presso:

WM Beautysystems

Hotline: 0049 22 34 - 984 22-966

WM BEAUTYSYSTEMS AG & Co. KG
Carl-Friedrich-Gauß-Straße 11
50259 Pulheim